


DENTLUX



Posteriores

M2

(L5) 29,2
(L6) 9,0
(L7) 31,3
(L8) 7,9



M3

(L5) 29,0
(L6) 9,0
(L7) 31,1
(L8) 8,0



M4

(L5) 30,3
(L6) 9,5
(L7) 33,4
(L8) 9,1



M5

(L5) 30,7
(L6) 9,2
(L7) 33,4
(L8) 8,5



M6

(L5) 33,2
(L6) 9,9
(L7) 35,4
(L8) 9,3



Dentes de dupla prensagem, fabricados com Dupla Ligação Cruzada e Polímero de Metilmetacrilato de alto peso molecular, dentro das mais modernas técnicas e sob rígido controle de produção, regido pelas normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Características

- Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- Excelente aderência às resinas de base de prótese;
- Ausência total de bolhas e porosidades;
- Alta estabilidade de cores;
- Pigmentos Biocompatíveis;
- Fluorescência Natural;
- Modelos que permitem excelente harmonia facial, proporcionando o melhor resultado estético.

Composição

- Polimetilmetacrilato, Dimetilmetacrilato, Fluorescente e Pigmentos Biocompatíveis
- Embalagem com 8 placas anteriores ou 6 placas posteriores
- Registro ANVISA - n°: 81941860001

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda.

IE 536.097.880.119

CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera, km 211,
Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520

sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br @dentariabrasiloficial

Facebook: Dentária Brasil Indústria Brasileira

Ficha Técnica Completa



Dente Acrílico
Dupla Prensagem

Carta Molde
DENTLUX



Anteriores Superiores

E4
(L1) 46,8
(L2) 8,8
(H1) 10,2
(I) 51,0



G3
(L1) 43,9
(L2) 8,1
(H1) 9,9
(I) 49,0



O31
(L1) 42,2
(L2) 7,9
(H1) 9,6
(I) 44,0



O32
(L1) 44,4
(L2) 8,1
(H1) 9,9
(I) 48,0



O36
(L1) 45,8
(L2) 8,5
(H1) 10,4
(I) 51,0



L2
(L1) 45,7
(L2) 8,5
(H1) 10,0
(I) 50,0



L4
(L1) 50,6
(L2) 9,3
(H1) 10,4
(I) 54,6



R11
(L1) 42,1
(L2) 8,1
(H1) 8,5
(I) 47,0



R12
(L1) 44,3
(L2) 8,5
(H1) 8,8
(I) 48,0




R13
(L1) 43,7
(L2) 8,4
(H1) 9,8
(I) 49,0



R14
(L1) 46,5
(L2) 9,0
(H1) 11,0
(I) 50,0



R17
(L1) 52,0
(L2) 9,8
(H1) 13,2
(I) 60,0



Formato do dente de acordo com o biotipo



triangular



quadrado



oval

Escala de Cores

59 60 62 66 67 69

Tabela de Articulação

Anteriores	Posteriores	
E2	L5 (K5)*	M2
E8	K6	M4
E4	L10 (K9)*	M4 - M5
F4	L10 (K9)*	M5
G3	K6	M4
H3	L3 (K3)*	M3
H4	L5 (K5)*	M4
L2	K6	M4
L4	K12	M5
O31 (I2)*	L5 (K5)*	M3
O32	L3 (K3)*	M5
O36	L7	M5
R11	L1	M3
R12	L5 (K5)*	M3
R13	L5 (K5)*	M3
R14	L5 (K5)*	M5
R17 (E5)*	L10 (K9)*	M6 - M5
R66 (L1)*	L5 (K5)*	M5
T21	L3 (K3)*	M3
T22 (I1)*	L3 (K3)*	M3
T25	L10 (K9)*	M4
T44	L3 (K3)*	M3 - M5
T4B (F3)*	L5 (K5)*	M2 - M3

* Modelos substituídos
Modelos novos

Anteriores Superiores (cont.)

R66
(L1) 46,1
(L2) 8,7
(H1) 10,2
(I) 50,0



E2
(L1) 41,9
(L2) 8,1
(H1) 9,4
(I) 48,0



E3
(L1) 44,2
(L2) 8,2
(H1) 10,2
(I) 50,0



F4
(L1) 46,7
(L2) 8,5
(H1) 10,5
(I) 50,0



H3
(L1) 42,6
(L2) 7,7
(H1) 8,7
(I) 45,0



H4
(L1) 43,6
(L2) 8,0
(H1) 9,7
(I) 49,0



T21
(L1) 39,5
(L2) 7,3
(H1) 8,4
(I) 45,0



T22
(L1) 43,3
(L2) 8,0
(H1) 9,5
(I) 48,0



T25
(L1) 46,9
(L2) 8,5
(H1) 11,5
(I) 51,0



T44
(L1) 41,7
(L2) 7,7
(H1) 9,6
(I) 46,0



T4B
(L1) 43,4
(L2) 8,3
(H1) 10,7
(I) 50,0



Dentária Brasil

Anteriores Inferiores

L1
(L3) 31,0
(L4) 4,5
(H2) 7,9
(I) 34,0



L3
(L3) 32,5
(L4) 4,7
(H2) 8,5
(I) 35,0



L5
(L3) 34,3
(L4) 5,1
(H2) 8,6
(I) 40,0



L7
(L3) 35,3
(L4) 5,4
(H2) 9,3
(I) 45,0



L10
(L3) 37,5
(L4) 5,7
(H2) 9,0
(I) 40,0




K6
(L3) 34,3
(L4) 5,2
(H2) 9,1
(I) 40,0



K10
(L3) 37,4
(L4) 5,6
(H2) 11,6
(I) 40,0



K12
(L3) 39,7
(L4) 6,1
(H2) 9,4
(I) 40,0



DENTLUX

Dente dupla prensagem
que alia Beleza,
Naturalidade e Resistência.