


TRIPLUS



M2

(L5) 29,2
(L6) 9,0
(L7) 31,3
(L8) 7,9



M3

(L5) 29,0
(L6) 8,9
(L7) 31,1
(L8) 8,0



M4

(L5) 30,3
(L6) 9,5
(L7) 33,4
(L8) 9,1



M5

(L5) 30,7
(L6) 9,2
(L7) 33,4
(L8) 8,5



M6

(L5) 33,2
(L6) 9,9
(L7) 35,4
(L8) 9,3



Dentes de tripla prensagem, fabricados com Dupla Ligação Cruzada e Polímero de Metilmetacrilato de alto peso molecular, dentro das mais modernas técnicas e sob rígido controle de produção, regido pelas normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Características

- Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- Excelente aderência às resinas de base de prótese;
- Ausência total de bolhas e porosidades;
- Alta estabilidade de cores;
- Pigmentos Biocompatíveis;
- Fluorescência Natural;
- Modelos que permitem excelente harmonia facial, proporcionando o melhor resultado estético.

Composição

- Polimetilmetacrilato, Dimetilmetacrilato, Fluorescente e Pigmentos Biocompatíveis
- Embalagem com 8 placas anteriores ou 6 placas posteriores
- Registro ANVISA - nº: 81941860001

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda.

IE 536.097.880.119

CNPJ 32.304.095/0001-23

Rodovia Anhanguera, km 211,

Pirassununga - SP

CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520

sac@dentariabrasil.com.br

www.dentariabrasil.com.br @dentariabrasiloficial

Facebook: Dentária Brasil Indústria Brasileira

Ficha Técnica Completa



Dente Acrílico
Tripla Prensagem

Carta Molde
TRIPLUS



Anteriores Superiores

E4
(L1) 46,8
(L2) 8,8
(H1) 10,2
(I) 51,0



G3
(L1) 43,9
(L2) 8,1
(H1) 9,8
(I) 49,0



O31
(L1) 42,2
(L2) 7,9
(H1) 9,6
(I) 44,0



O32
(L1) 44,4
(L2) 8,1
(H1) 9,9
(I) 48,0



O36
(L1) 45,8
(L2) 8,5
(H1) 10,4
(I) 51,0



L2
(L1) 45,7
(L2) 8,5
(H1) 10,0
(I) 50,0



L4
(L1) 50,6
(L2) 9,3
(H1) 10,4
(I) 5,6



R11
(L1) 42,1
(L2) 8,1
(H1) 8,5
(I) 47,0



R12
(L1) 44,3
(L2) 8,5
(H1) 8,8
(I) 48,0




R13
(L1) 43,7
(L2) 8,4
(H1) 9,8
(I) 49,0



R14
(L1) 46,5
(L2) 9,0
(H1) 11,0
(I) 50,0



R17
(L1) 52,0
(L2) 9,8
(H1) 13,2
(I) 60,0



Formato do dente
de acordo com
o biotipo



Escala de Cores

1A 2A 2B 4B 1C 1D
BL3

Tabela de Articulação

Anteriores	Posteriores
E2	L5 (K3)* M2
E3	K6 M4
E4	L10 (K9)* M4 - M5
F4	L10 (K9)* M5
G3	K6 M1
H3	L3 (K3)* M3
H4	L5 (K5)* M4
L2	K6 M4
L4	K12 M5
O31 (I 2)*	L5 (K5)* M3
O32	L3 (K3)* M5
O36	L7 M5
R11	L1 M3
R12	L5 (K5)* M3
R13	L5 (K5)* M3
R14	L5 (K5)* M5
R17 (E5)*	L10 (K9)* M6 - M5
R66 (L1)*	L5 (K5)* M5
T21	L3 (K3)* M3
T22 (I 1)*	L3 (K3)* M3
T25	L10 (K9)* M4
T44	L3 (K3)* M3 - M5
T4B (F3)*	L5 (K5)* M2 - M3

* Modelos substituídos
Modelos novos

Anteriores Superiores (cont.)

R66
(L1) 46,1
(L2) 8,7
(H1) 10,2
(I) 50,0



E2
(L1) 41,9
(L2) 8,1
(H1) 9,4
(I) 48



E3
(L1) 44,2
(L2) 8,2
(H1) 10,2
(I) 50,0



F4
(L1) 46,7
(L2) 8,6
(H1) 10,5
(I) 50,0



H3
(L1) 42,6
(L2) 7,7
(H1) 8,7
(I) 45,0



H4
(L1) 43,6
(L2) 8,0
(H1) 9,7
(I) 49,0



T21
(L1) 39,5
(L2) 7,3
(H1) 9,4
(I) 45,0



T22
(L1) 43,3
(L2) 8,0
(H1) 9,5
(I) 48,0



T25
(L1) 46,9
(L2) 8,5
(H1) 11,5
(I) 51,0



T44
(L1) 41,7
(L2) 7,7
(H1) 9,8
(I) 46,0



T4B
(L1) 43,4
(L2) 8,3
(H1) 10,7
(I) 50,0



Anteriores Inferiores

L1
(L3) 31,0
(L4) 4,5
(H2) 7,9
(I) 34,0



L3
(L3) 32,5
(L4) 4,7
(H2) 8,5
(I) 35,0



L5
(L3) 34,3
(L4) 5,1
(H2) 8,6
(I) 40,0



L7
(L3) 35,9
(L4) 5,4
(H2) 9,3
(I) 45,0



L10
(L3) 37,5
(L4) 5,7
(H2) 9,0
(I) 40,0




K6
(L3) 34,3
(L4) 5,2
(H2) 9,1
(I) 40,0



K10
(L3) 37,4
(L4) 5,6
(H2) 11,6
(I) 40,0



K12
(L3) 39,7
(L4) 6,1
(H2) 9,4
(I) 40,0



TRIPPLUS



DentáriaBrasil

TRIPPLUS
A Tradução
do Sorriso Perfeito