


Posteriores

30M

(L5) 30,0
(L6) 5,3
(L7) 32,4
(L8) 10,1



32M

(L5) 32,0
(L6) 10,0
(L7) 34,1
(L8) 11,3



30L

(L5) 30,0
(L6) 9,4
(L7) 32,8
(L8) 10,1



32L

(L5) 32,0
(L6) 10,0
(L7) 34,8
(L8) 11,2




34L

(L5) 34,0
(L6) 10,5
(L7) 36,4
(L8) 11,5



34M

(L5) 34,0
(L6) 10,5
(L7) 35,9
(L8) 11,3



Primus

O Primus é um dente diferenciado dos demais. Apresentando maior robustez e características singulares, é fabricado dentro das mais modernas técnicas e sob rígido controle de qualidade, de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA e BPF (Boas Práticas de Fabricação (BPF)).

Características

- Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- Excelente aderência às resinas de base de prótese;
- Ausência total de bolhas e porosidades;
- Alta estabilidade de cores;
- Maior robustez, cúspides detalhadas, facilitando a precisão do trabalho e possibilitando perfeita oclusão;
- Fluorescência Natural;
- Modelos que permitem excelente harmonia facial, proporcionando o melhor resultado estético.

Composição

- Polimetilmetacrilato, Dimetilmetacrilato, Fluorescente e Pigmentos Biocompatíveis
- Registro ANVISA - nº: 81941860001

Dentária Brasil Indústria e Comércio de Materiais Odontológicos Ltda.

IE 536.097.880.119
CNPJ 32.304.095/0001-23
Rodovia Anhanguera, km 211,
Pirassununga - SP
CEP: 13634-240 Fone: (19) 99330-0520
sac@dentariabrasil.com.br
www.dentariabrasil.com.br @dentariabrasiloficial
Facebook: Dentária Brasil Indústria Brasileira

Ficha Técnica Completa



Dente Acrílico
Dupla Prensagem

Carta Molde

Primus



Anteriores Superiores

2D
(L1) 43,0
(L2) 7,8
(H1) 9,5
(3) 10,7
(1) 46,0



2N
(L1) 42,5
(L2) 7,7
(H1) 10,2
(3) 12,2
(1) 47,0



3N
(L1) 45,0
(L2) 8,2
(H1) 10,0
(3) 11,7
(1) 48,5



3P
(L1) 48,5
(L2) 8,7
(H1) 10,5
(3) 12,1
(1) 52,5



A25
(L1) 45,3
(L2) 8,7
(H1) 9,5
(3) 11,0
(1) 49,5



A26
(L1) 47,2
(L2) 9,2
(H1) 9,7
(3) 11,6
(1) 52,5



264
(L1) 45,1
(L2) 8,3
(H1) 10,7
(3) 12,7
(1) 50,0




2P
(L1) 46,7
(L2) 8,6
(H1) 11,2
(3) 13,6
(1) 52,0



266
(L1) 49,9
(L2) 9,2
(H1) 12,9
(3) 14,1
(1) 55,0



268
(L1) 55,1
(L2) 10,2
(H1) 13,2
(3) 15,5
(1) 60,5



Formato do dente de acordo com o biotipo



Primus

Escala de Cores

59 60 62 65 66 67 69

Tabela de Articulação

Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores
2D	2D	30M - 30L
2N	2N	30L
3N	3N	32M - 30L
3P	3P	32M - 32L - 34M
A25	A25 - 2E	32M - 32L
A26	A26 - 46	32M - 32L - 34M
264	264 - 2E	32M - 32L
2P	2P	32L - 34L - 34M
266	266 - 26	34L - 34M
268	268 - 3R	34L - 34M

Anteriores Inferiores

2D
(L3) 32,5
(L4) 5,0
(H2) 9,2
(3) 10,7
(1) 34,0



2N
(L3) 33,1
(L4) 5,1
(H2) 9,0
(3) 11,6
(1) 35,0



3N
(L3) 34,6
(L4) 5,1
(H2) 9,5
(3) 11,1
(1) 36,5



3P
(L3) 38,1
(L4) 5,8
(H2) 10,0
(3) 11,7
(1) 39,5



A25/2E
(L3) 35,5
(L4) 5,6
(H2) 9,5
(3) 11,2
(1) 37,5



A26/46
(L3) 36,7
(L4) 5,6
(H2) 8,7
(3) 10,9
(1) 39,0




2P
(L3) 35,9
(L4) 5,5
(H2) 9,7
(3) 12,0
(1) 38,5



266/26
(L3) 38,1
(L4) 5,6
(H2) 11,5
(3) 13,5
(1) 39,5



268/3R
(L3) 40,5
(L4) 5,9
(H2) 11,7
(3) 13,7
(1) 42,5



Primus

Robustez e beleza singular para o seu trabalho.