



Linha de Produtos



DentáriaBrasil

Fabricamos sorrisos, mudamos vidas.



IDEAL - Dente Acrílico Dupla Prensagem

Indicação:

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)




DENTLUX- Dente Acrílico Dupla Prensagem

Indicação:

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)




TRIPLUS- Dente Acrílico Tripla Prensagem

Indicação:

Usado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



PRIMUS- Dente Acrílico Tripla Prensagem

Indicação:

Usado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



TRIPLUS - Blocos em PMMA

Indicação:

Para confecção de longa duração, cimentada ou parafusada como coroas e pontes provisórias (unitárias ou múltiplas) e base de próteses produzidos por meio de usinagem em sistema CAD/CAM.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



As embalagens possuem
QRCode, dando acesso à
ficha técnica do produto.



IDEAL FAST - Resina Acrílica Autopolimerizável

Indicação:

Para consertos, Adições, Reembasamentos de Prótese Dentária e PPR.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



IDEAL CLASSIC - Resina Acrílica Termopolimerizável

Indicação:

Para a confecção de Bases de Próteses Dentárias. Aplica-se à Prótese Total Removível, Prótese Total Fixa (Sobre Implante), Prótese Parcial Removível (PPR) e Reembasamentos.




Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



IDEAL COLOR - Resina Acrílica Bivalente

Indicação:

Para confecção de coroas, pontes, esculturas de provisórios, fixação de facetas e jaquetas, preenchimentos de retenções em PTR e PPR e preenchimento de cavidades nos trabalhos de caracterização de dentes em acrílico



Use o seu celular e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



IDEAL ORTO - Resina Acrílica Auto para Trabalhos Ortodônticos

Indicação:

Para confecção de aparelhos e trabalhos ortodônticos feitos na técnica pó/líquido.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



IDEAL MOLDE - Resina Acrílica Auto para Moldeiras Individuais e Bases de Prova

Indicação:

Para confecção de moldeiras individuais e bases de prova.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



IDEAL WAVE- Resina Acrílica Termo para Micro-ondas

Indicação:

Usada em Bases de Próteses Dentárias. Aplica-se à Prótese Total Removível, Prótese Total Fixa (Sobre Implante), Prótese Parcial Removível (PPR) e Reembasamentos.



Use o seu celular e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



FLEX IDEAL- Resina Acrílica Flexível

Indicação:

Para confecção de próteses termoplásticas flexíveis e temporárias.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste **Link**



DUPLICADOR IDEAL - Gelatina Duplicadora

Indicação:

Para fundições de cromo cobalto.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste **[Link](#)**



OPACIFICADOR IDEAL

Indicação:

Para caracterização metálica de prótese dentária. É autopolimerizável e recomendado para o recobrimento de estruturas metálicas, como PPRs e protocolos.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



CERAS IDEAL

Indicação:

Auxilia na elaboração de prótese dentária.

Confecção de roletes para oclusão, ajuste de moldeiras de estoque e ajuste de modelos em articulador.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



REMOVEDOR IDEAL

Indicação:

Para a remoção de resíduos de ceras e gorduras na confecção de próteses odontológicas e limpeza de gorduras e graxas em geral.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)




IDEAL FILM - Isolante

Indicação:

Líquido para isolamento de gesso.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)





BINDER IDEAL - 28 ou 40%

Indicação:

Para o preparo de líquido de mistura para revestimentos a base de quartzo. Disponível nas versões 28% e 40%.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



VASELINA IDEAL - Sólida ou Líquida

Indicação:

Para isolar resinas acrílicas odontológicas. Também é usada como agente desmoldante para borracha e plásticos em geral. Oferecida em duas versões, líquida e sólida



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)




ANTIBOLHAS IDEAL - Redutor de Tensão Superficial

Indicação:

Alivia a tensão superficial da água contida no gesso durante o vazamento de modelos, facilitando o escoamento do gesso nas moldagens de silicone e minimizando o aparecimento de bolhas indesejáveis no trabalho



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)





BRILHO IDEAL - Bastão para Polimento e Acabamento

Indicação:

Para a finalização do seu trabalho em prótese dentária. Possui duas versões complementares: Brilho Ideal para Acabamento e Brilho Ideal para Polimento.



Use o seu celular e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)




PASTA PARA POLIMENTO IDEAL

Indicação:

Para o polimento de metais e resinas acrílicas. Também pode ser usada para o pré-polimento ou polimento em alto brilho.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)





PEDRA POMES IDEAL

Indicação:

Para acabamento e limpeza de trabalho odontológicos como esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste [Link](#)



GLAZE IDEAL - Verniz para Acabamento

Indicação:

Para restabelecer o brilho de aparelhos ortodônticos móveis novos ou aparelhos que perderam o brilho durante o uso e após consertos e reembasamento



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica ou clique neste **Link**



LÍQUIDO PARA POLIMENTO QUÍMICO IDEAL

Indicação:

Para o polimento de peças acrílicas , não deve ser usado para polimerização de resinas



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica



GLOSS IDEAL - Solução para Brilho e Acabamento em Ceras

Indicação:

Para brilho e enceramentos de prótese total e dentes em prótese fixa.



Use o seu celular
e acesse a ficha técnica





VEIAS IDEAL

Indicação:

Para auxiliar na técnica de caracterização odontológica, dando à peça mais realismo e naturalidade.

Disponível nas versões: vermelha, roxa, palato.
Embalagens de 20g



DentáriaBrasil

Fabricamos sorrisos, mudamos vidas.

fone: (19) 97426-4848 @dentariabrasiloficial/ dentariabrasil.com.br